

Technical Update: Dropper® Urine Chemistry Control

Lots #43411 & #43412

Tech number: 252-16-43-1

Users: All Dropper Urine Chemistry Control Users • Date issued: 09/13/16



English

The Level 1 and Level 2 expected ranges for TOTAL PROTEIN on the Roche cobas® 8000 modular analyzer (cobas® c502) have been revised to the following: (Table 1)

German

Die erwarteten Level-1- und Level-2-Wertebereiche des GESAMTPROTEINS für den Roche cobas® 8000 Modular Analyzer (cobas® c502) wurden wie folgt überarbeitet: (Tabelle 1)

French

Les échelles de PROTÉINES TOTALES prévues avec le Niveau 1 et le Niveau 2 de l'analyseur modulaire cobas® 8000 de Roche (cobas® c502) ont été révisées comme suit: (Tableau 1)

Italian

I range attesi di Livello 1 e Livello 2 per le PROTEINE TOTALI sull'analizzatore modulare Roche cobas® 8000 (cobas® c502) sono stati modificati come segue: (Tabella 1)

Spanish

Los rangos previstos para el nivel 1 y el nivel 2 para la PROTEÍNA TOTAL en el analizador modular cobas® 8000 de Roche (cobas® c502) se han revisado a lo siguiente: (Tabla 1)

Table 1 / Tabelle 1 / Tableau 1 / Tabella 1 / Tabla 1

Analytes / Instruments	Units	Level 1 - 43411		Level 2 - 43412		SI Units ¹	Level 1 - 43411		Level 2 - 43412	
		Mean	Range	Mean	Range		Mean	Range	Mean	Range
Total Protein										
Roche cobas® 8000 modular analyzer (cobas® c502)* Benzethonium Chloride)*	mg/dL	9.0	7.0 - 11.0	38.7	31.0 - 46.0	g/L	0.09	0.07 - 0.11	0.39	0.31 - 0.46

Footnotes for values | Fußnoten für werte | Apostilles pour des valeurs | Note a piè di pagina per i valori | Notas al pie de la página para los valores

English

* Mean and range based on limited data.
1 SI International System of Units

Deutsch

* Mittelwert und Bereich basieren auf begrenzten Daten.
1 SI (Système international) - Einheiten

Français

* Moyennes et plages de valeurs attendues basées sur des données limitées.
1 Système international d'unités SI

Italiano

* Valore medio e intervallo basati su dati limitati.
1 SI International System of Units (Sistema internazionale di unità)

Español

* Media e intervalo basados en pocos datos.
1 SI, Sistema Internacional de unidades